

Untersuchungsstuhl

US-30

- elektromotorische Höhenverstellung, Bedienung mit Fußschalter oder über eine vorhandene Einheit
- Strapazierfähiger Kunstlederbezug
- mit klappbarer Armlehne



optional: neigbare Rückenlehne mit synchroner Wadenauflage

**In allen Farben
lieferbar!**



Optional lieferbar:

- Fußstütze, starr oder beweglich
- Horizontale Sitzverschiebung
- Neigbare Rückenlehne
- pflegeleichter Kunstleder-Stuhlbezug,
in vielen Farben erhältlich, auch in Stoff oder Echtleder.